


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd85j/Ilt2 Para Citometría De Flujo - Q8Nhl6

Número de artículo: CM0012115



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD85j/ILT2 (LILRB1) humano, conjugado con para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la señalización de puntos de control inmune, y la regulación de células NK, células T y células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD85j/ILT2 mAb
Observaciones/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10859
GeneID	10859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-458 del CD85j/ILT2 humano (NP_006660.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso Proteico	49kDa/70kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo