


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd87/Plaur Para Fc - Q03405

Número de artículo: CM0004374



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD87/PLAUR humano, validado para citometría de flujo. Se dirige al receptor de uroquinasa implicado en la migración celular y la remodelación de tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD87/PLAUR mAb
Observaciones/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; activador de plasminógeno, receptor de uroquinasa
Especie	Humano
GeneID (humano)	5329
GeneID	5329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-303 del CD87/PLAUR humano (NP_002650.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q03405
Peso proteico	31kDa/32kDa/36kDa
Envío	Bolsa de hielo