


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd87/Plaur Para Citometría De Flujo - Q03405

Número de artículo: CM0011225



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD87/PLAUR (uPAR) humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la migración celular, la adhesión y la remodelación de la MEC mediadas por el receptor de la uroquinasa en investigaciones sobre cáncer y homeostasis tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD87/PLAUR
Observaciones/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; activador de plasminógeno, receptor de uroquinasa
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5329
ID de gen	5329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-303 del CD87/PLAUR humano (NP_002650.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FCFC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q03405
Peso proteico	31kDa/32kDa/36kDa
Envío	Bolsa de hielo