


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd87/Plaur Humano Para Citometría De Flujo - Q03405

Número de artículo: CM0005244



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD87/PLAUR humano (receptor del activador del plasminógeno de tipo uroquinasa), validado para citometría de flujo. Permite el estudio del uPAR de superficie celular en proteólisis, adhesión y migración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD87/PLAUR humano
Observaciones/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; receptor del activador del plasminógeno de tipo uroquinasa
Especie	Humano
GeneID (humano)	5329
GeneID	5329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-303 de CD87/PLAUR humano (NP_002650.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q03405
Peso de la proteína	31kDa/32kDa/36kDa
Envío	Bolsa de hielo