


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd89 Humano Conjugado Con Para Fc - P24071

Número de artículo: CM0012692



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD89 humano (FcalphaR).
Inmunógeno recombinante, validado para citometría de flujo (FC). Reacciona de forma cruzada con humano. Ideal para investigación IVD y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD89 humano
Observaciones/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2204
GeneID	2204
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD89 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P24071
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo