


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd89 Para Fc - P24071

Número de artículo: CM0012544



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD89 humano (FcalphaRI) para citometría de flujo. Validado para muestras humanas. Acceso UniProt: P24071. Adecuado para investigación de células mieloides y receptores inmunitarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD89
Observaciones/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2204
ID del gen	2204
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-227 del CD89 humano (NP_001991.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P24071
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo