


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd89 Humano Para Fc - P24071

Número de artículo: CM0004381



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD89 humano conjugado con para la detección por citometría de flujo del receptor Fc de IgA (FCAR) en células inmunes humanas. Alta especificidad, inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	Conejo anti-CD89 humano mAb
Observaciones/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2204
ID de gen	2204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-227 del CD89 humano (NP_001991.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P24071
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo