

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8B Humano Para Fc - P10966

Número de artículo: CM0011931

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD8b humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para inmunofenotipificación de células T y ensayos funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD8b humano
Observaciones/alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Especie	Humano
ID del gen (humano)	926
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-170 de CD8b humano (NP_004922.1).
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo