

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8B Humano Para Citometría De Flujo - P10966

Número de artículo: CM0006081

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD8b humano, validado para citometría de flujo. CD8b es un correceptor de linfocitos T implicado en el reconocimiento de MHC de clase I y la activación de linfocitos T citotóxicos. Ideal para perfiles inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8b humano
Observaciones/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	926
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-170 de CD8b humano (NP_004922.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso molecular de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo