


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd9 Para Fc - P21926

Número de artículo: CM0006236



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD9 validado para citometría de flujo, dirigido a la tetraspanina CD9 de 25 kDa (P21926). Ideal para estudios de células inmunitarias y exosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD9
Observaciones/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Especie	Humano
ID del gen	928
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 del CD9 humano (NP_001760.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo