


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Antiinmunoglobulina Humana Cd9 ( ) Para Citometría De Flujo - P21926

Número de artículo: CM0012670



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD9 humano, validado para citometría de flujo. Se dirige a la tetraspanina CD9 (TSPAN29) implicada en la adhesión celular, la fusión de espermatozoide y óvulo, la activación plaquetaria y la metástasis tumoral. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Conejo anti-Humano CD9 mAb                                                                                              |
| Observaciones/Alias | MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                  |
| ID de gen (Humano)  | 928                                                                                                                     |
| ID de gen           | 928                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-228 del CD9 humano (NP_001760.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                |
| Aplicación          | FC                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                  |
| SWISS               | P21926                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 25kDa                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                          |