


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd9 Humano Para Citometría De Flujo - P21926

Número de artículo: CM0010455



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD9 humano (TSPAN29), validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación en adhesión celular, activación plaquetaria y metástasis tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD9 humano
Observaciones/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Especie	Humano
ID de gen (humano)	928
ID de gen	928
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 de CD9 humano (NP_001760.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo