

## Mab De Conejo Anti-Cd90/Thy1 Humano Para Fc - P04216

Número de artículo: CM0004204

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la glicoproteína de membrana CD90/Thy1 humana. Validado para citometría de flujo. Útil para investigaciones en neurociencia e inmunología que requieren la detección de este antígeno de superficie celular anclado a GPI.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD90/Thy1 humano                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | CD90; CDw90                                                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                             |
| GenelD (Humano)     | 7070                                                                                                                                               |
| GenelD              | 7070                                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-130 de la proteína humana CD90/Thy1 (NP_006279.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                           |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                             |
| SWISS               | P04216                                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 18kDa                                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                     |