

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd90/Thy1 Humano Para Citometría De Flujo - P04216

Número de artículo: CM0009636

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD90/Thy1 humano (Swiss-Prot P04216), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de glicoproteína de membrana celular implicada en la sinaptogénesis y las interacciones celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD90/Thy1 humano
Observaciones/Alias	CD90, CDw90
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7070
GeneID	7070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-130 del CD90/Thy1 humano (NP_006279.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo