

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd93 Humano Para Fc - Q9Npy3

Número de artículo: CM0009018



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD93 humano para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Validado para muestras humanas, este anticuerpo se dirige al receptor del componente del complemento C1q, ideal para estudiar la fagocitosis y la función de las células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD93 humano
Observaciones/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dJ737E23.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22918
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-580 del CD93 humano (NP_036204.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NPY3
Peso proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo