


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd93 Para Fc - Q9Npy3

Número de artículo: CM0009729



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD93 humano, conjugado con , está validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la expresión de CD93 en células endoteliales y mieloides. Peso molecular predicho 69 kDa (UniProt Q9NPY3).

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD93 mAb
Observaciones/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Especie	Humano
ID de Gen	22918
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-580 del CD93 humano (NP_036204.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPY3
Peso de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo