

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd93 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Npy3

Número de artículo: CM0010112



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD93 humano para citometría de flujo. Validado en muestras humanas, se dirige al receptor de complemento C1q, apoyando la investigación en fagocitosis, angiogénesis y respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human CD93
Observaciones/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22918
GeneID	22918
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-580 del CD93 humano (NP_036204.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NPY3
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo