

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd94 Humano Para Fc - Q13241

Número de artículo: CM0011172



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con , específico para el CD94 humano (KLRD1), validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de subconjuntos de células NK y T, la regulación de puntos de control inmunitarios y las interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD94 humano
Observaciones/Alias	KLRD1; CD94; antígeno de células asesinas naturales CD94
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3824
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD94 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso de la proteína	17kDa/20kDa
Envío	Bolsa de hielo