

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd94 Para Citometría De Flujo - Q13241

Número de artículo: CM0005894



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD94 humano (KLRD1), conjugado con , para citometría de flujo. Reconoce el receptor CD94 de células NK y T, involucrado en la discriminación inmunológica entre lo propio y lo ajeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD94
Observaciones/Alias	CD94
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3824
GeneID	3824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-179 del CD94 humano (NP_002253.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo