

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd94 Humano Para Citometría De Flujo - Q13241

Número de artículo: CM0004778



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD94 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de células NK y T en estudios de inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD94 humano
Observaciones/Alias	CD94
Especie	Humano
ID del Gen	3824 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-179 del CD94 humano (NP_002253.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (FC)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso Molecular de la Proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo