

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd96/Tactile Humano Para Fc - P40200

Número de artículo: CM0009994



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD96 humano (TACTILE) para citometría de flujo. Inmunógeno proteico recombinante. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas. Peso molecular: 65 kDa. Ideal para el estudio de la adhesión de células T y NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD96/TACTILE humano
Observaciones/Alias	TACTILE
Especie	Humano
ID genético	10225
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 25-519 de CD96/TACTILE humano (NP_937839.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P40200
Peso molecular de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo