

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd96/Tactile Humano Para Citometría De Flujo - P40200

Número de artículo: CM0008167



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD96/TACTILE humano conjugado con , validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 25-519). Ideal para estudios de adhesión de células inmunitarias e investigación de células NK/T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human CD96/TACTILE
Observaciones/Alias	TACTILE
Especie	Humano
GeneID (humano)	10225
GeneID	10225
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 25-519 de CD96/TACTILE humano (NP_937839.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40200
Peso de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo