


Mab De Conejo Anti-Cd97 Humano Para Fc - P48960

Número de artículo: CM0006065



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD97 humano para citometría de flujo, que reacciona con el CD97 humano. Útil para estudios de adhesión y migración de leucocitos. Reconoce el dominio extracelular, 92 kDa, SWISS P48960.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD97 humano
Observaciones/Alias	CD97; TM7LN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	976
GeneID	976
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-398 del CD97 humano (NP_510966.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso de la proteína	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo