


## Mab De Conejo Anti-Cd97 Humano Para Fc - P48960

Número de artículo: CM0005695



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD97 humano (ADGRE5) para citometría de flujo. Está involucrado en la adhesión y migración de leucocitos; se expresa de forma amplia en células hematopoyéticas. Adecuado para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                      |
|---------------------|----------------------------|
| Nombre del producto | mAb Rabbit anti-Human CD97 |
| Notas / Alias       | CD97; TM7LN1               |
| Especie             | Humano                     |
| GeneID (Humano)     | 976                        |
| GeneID              | 976                        |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante      |
| Origen              | Conejo                     |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales   |
| Aplicación          | FC                         |
| Reactividad cruzada | Humano                     |
| SWISS               | P48960                     |
| Peso de la proteína | 81kDa/86kDa/92kDa          |
| Envío               | Bolsa de hielo             |