

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd97 Humano () Para Citometría De Flujo - P48960

Número de artículo: CM0012783



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo altamente específico dirigido contra CD97 humano (ADGRE5). Conjugado con para inmunofluorescencia directa, ideal para el análisis mediante citometría de flujo de células hematopoyéticas y la investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD97 humano
Observaciones/Alias	ADGRE5; CD97; TM7LN1; antígeno CD97
Especie	Humano
ID génico (humano)	976
ID génico	976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-398 de CD97 humano (NP_510966.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso de la proteína	81 kDa/86 kDa/91 kDa
Envío	Bolsa de hielo