

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd97 Humano Para Citometría De Flujo - P48960

Número de artículo: CM0011452



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD97 humano (ADGRE5), un GPCR de adhesión leucocitaria. Validado para citometría de flujo en el estudio de la migración leucocitaria, la inflamación y la biología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD97 humano
Observaciones/alias	CD97; TM7LN1
Especie	Humano
ID génico (humano)	976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-398 de CD97 humano (NP_510966.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso de la proteína	81 kDa/86 kDa/92 kDa
Envío	Bolsa de hielo