

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd98 Humano Para Fc - P08195

Número de artículo: CM0010357



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD98 humano (SLC3A2) para citometría de flujo. Ideal para estudiar el transporte de aminoácidos, la señalización de integrinas y los mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD98 humano
Observaciones/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Especie	Humano
ID génico (humano)	6520
ID génico	6520
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-630 de CD98 humano (NP_002385.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08195
Peso de la proteína	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo