


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd99 Humano Para Fc - P14209

Número de artículo: CM0005616



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD99 humano conjugado con (clon MIC2/HBA71) validado para citometría de flujo. Reconoce CD99 humano (P14209, 19kDa). Apto para estudios de adhesión de células T y extravasación de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD99 humano
Observaciones/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4267
ID del Gen	4267
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-123 del CD99 humano (NP_002405.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo