


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd99 Humano Para If/Icc Y Fc - P14209

Número de artículo: CM0010239



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD99 humano (MIC2) para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Herramienta validada para el estudio de la adhesión de los linfocitos T y la extravasación de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD99 humano
Observaciones/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4267
ID del gen	4267
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-123 de CD99 humano (NP_002405.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo