


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd99 Humano Para If/Icc, Fc - P14209

Número de artículo: CM0004963



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD99 humano, validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). CD99 (MIC2) funciona en la adhesión de células T y la trans migración de leucocitos. Adecuado para el análisis de muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD99 humano
Observaciones/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4267
ID de gen	4267
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-123 del CD99 humano (NP_002405.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo