

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cda Humano Para Fc (Intracelular) - P32320

Número de artículo: CM0010884



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la citidina desaminasa humana (CDA/CDD) para citometría de flujo intracelular. Reacciona con la CDA humana; el inmunógeno abarca los aminoácidos 1-146. Ideal para la investigación del metabolismo de nucleótidos y la biología de granulocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CDA humano
Observaciones/Alias	CDD
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	978
ID del gen	978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la CDA humana (NP_001776.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32320
Peso molecular de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo