


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cda Humano Para Cf (Intra) - P32320

Número de artículo: CM0004512



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CDA (CDD) humano, validado para citometría de flujo intracelular. Detecta una proteína de 16 kDa y presenta reacción cruzada con material humano. Ideal para investigaciones sobre citidina desaminasa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CDA humano                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | CDD                                                                                                                               |
| Especie diana       | Humano                                                                                                                            |
| ID del gen (Humano) | 978                                                                                                                               |
| ID del gen          | 978                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la CDA humana (NP_001776.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                          |
| Aplicación          | CF (intra)                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | P32320                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 16kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |