

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cda Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo Intracelular - P32320

Número de artículo: CM0010067



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la citidina desaminasa humana (CDA/CDD) para citometría de flujo intracelular. Validado en muestras humanas, permite la detección de CDA, una enzima dependiente de zinc de 16 kDa altamente expresada en granulocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CDA humano conjugado con
Observaciones/Alias	CDD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de la CDA humana (NP_001776.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32320
Peso Molecular de la Proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo