

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano CdcP1 Para Fc - Q9H5V8

Número de artículo: CM0009209

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CDCP1 humano (CD318, TRASK) para citometría de flujo. Participa en la adhesión celular, la metástasis y la investigación de las células madre leucémicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano CDCP1
Observaciones/Alias	CD318; TRASK; SIMA135
Especie	Humano
ID del gen (humano)	64866
ID del gen	64866
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9H5V8
Peso molecular	37kDa/72kDa/92kDa
Envío	Bolsa de hielo