

Conejo Anti-Humano Ceacam5/Cd66E Mab Para Fc - P06731

Número de artículo: CM0004601

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CEACAM5/CD66e (CEA) humano. Validado para citometría de flujo (FC). Reacciona con humano. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 35-685). Ideal para estudios de cáncer y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CEACAM5/CD66e mAb
Observaciones/Alias	CEA; CD66e
Especie	Humano
GeneID (humano)	1048
GeneID	1048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-685 de CEACAM5/CD66e humano (NP_004354.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo