

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Ceacam5/Cd66E Para Fc - P06731

Número de artículo: CM0004815



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CEACAM5/CD66e para citometría de flujo. Reconoce la CEACAM5 humana (CEA/CD66e), una glicoproteína de superficie celular de 77 kDa, marcador tumoral y molécula de adhesión celular. Ideal para investigación en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CEACAM5/CD66e
Observaciones/Alias	CEA; CD66e
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1048
GeneID	1048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-685 de la CEACAM5/CD66e humana (NP_004354.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo