

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Ceacam6 Para Fc - P40199

Número de artículo: CM0009833



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la proteína humana CEACAM6 (CD66c) para aplicaciones de citometría de flujo. CEACAM6 desempeña funciones en la adhesión celular y la progresión tumoral; este anticuerpo es adecuado para investigación en oncología e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CEACAM6
Observaciones/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4680
ID del gen	4680
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-320 de la CEACAM6 humana (NP_002474.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40199
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo