


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Ceacam6 Humano Para Citometría De Flujo - P40199

Número de artículo: CM0004281



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CEACAM6 (CD66c) humano, una molécula de adhesión celular anclada a GPI de 37 kDa expresada en neutrófilos y células tumorales. Adecuado para aplicaciones de citometría de flujo (FC).

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-CEACAM6 Humano
Observaciones/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4680
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-320 de CEACAM6 humano (NP_002474.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40199
Peso de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo