

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Claudina18.2 Humana Para Fc - P56856-2

Número de artículo: CM0008630

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Claudina18.2 (isoforma A2) validado para citometría de flujo en muestras humanas. Peso molecular de 27 kDa. Ideal para investigación de uniones estrechas gástricas y función de barrera.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb conejo anti-Claudina18.2 humana                                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | SFTA5; SFTPJ                                                                                                                                                         |
| Especie             | Humana                                                                                                                                                               |
| ID de gen (Humano)  | 51208                                                                                                                                                                |
| ID de gen           | 51208                                                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-261 de la Claudina18.2 humana (NP_001002026.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                             |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                                                               |
| SWISS               | P56856-2                                                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 27kDa                                                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                       |