

Anticuerpo Monoclonal De Cone Anti-Humano Claudin18.2 Para Citometría De Flujo - P56856-2

Número de artículo: CM0011314

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Claudin18.2 humano (P56856-2). Para citometría de flujo. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 1-261). Reacciona con humano. Ideal para estudios de barrera gástrica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-humano Claudin18.2 mAb
Observaciones/Alias	SFTA5; SFTPJ
Especie	Humano
GeneID (humano)	51208
GeneID	51208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-261 de Claudin18.2 humano (NP_001002026.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P56856-2
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo