

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Clec12A/Cd371 Conjugado Con Para Fc - Q5Qgz9

Número de artículo: CM0008592



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CLEC12A/CD371 humano (CLL-1), validado para citometría de flujo. Receptor inhibidor mieloide implicado en NETosis, inflamación y reconocimiento de patrones. Ideal para inmunofenotipado y estudios funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano CLEC12A/CD371 conjugado con
Observaciones/Alias	CLEC12A; CD371; CLL-1; CLL1; DCAL-2; M1CL; Miembro A de la familia 12 del dominio de lectina tipo C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	160364
GeneID	160364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-265 de CLEC12A/CD371 humano (NP_612210.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5QGZ9
Peso Molecular de la Proteína	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo