

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cpt1A Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P50416

Número de artículo: CM0005963

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la CPT1A humana para citometría de flujo intracelular. Detecta la isoforma hepática de 88 kDa de la carnitina palmitoiltransferasa 1A, esencial para la oxidación de ácidos grasos y el metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CPT1A humano
Observaciones/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1374
ID del gen	1374
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-720 de la CPT1A humana (NP_001867.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P50416
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo