

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cr2/Cd21 Humano Para Fc - P20023

Número de artículo: CM0008208



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado de conejo anti-CR2/CD21 humano para citometría de flujo. Dirige contra el receptor de complemento tipo 2 (SWISS P20023), un correceptor de células B y receptor de VEB. Apto para el perfilado de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CR2/CD21 humano
Notas/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1380
GeneID	1380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-971 de CD21 humano (NP_001868.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso de la proteína	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Envío	Bolsa de hielo