

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cr2/Cd21 Humano Para Fc - P20023

Número de artículo: CM0004967



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CR2/CD21 humano, validado para análisis de citometría de flujo. Adecuado para estudiar la función del coreceptor de linfocitos B, las interacciones con el complemento C3d y la actividad del receptor del EBV. Tiene reacción cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CR2/CD21 humano
Notas/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1380
GeneID	1380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-971 de CR2/CD21 humano (NP_001868.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reacción cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso de la proteína	113kDa
Envío	Bolsa de hielo