

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Cr2/Cd21 Humano Para Citometría De Flujo - P20023

Número de artículo: CM0011984



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CR2/CD21 humano, un receptor de complemento de linfocitos B y receptor de entrada del virus de Epstein-Barr. Validado para citometría de flujo, permite la detección por inmunofluorescencia directa de células que expresan CD21 en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CR2/CD21 humano
Observaciones/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Especie	Humano
GeneID	1380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-971 de CD21 humano (NP_001868.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso de la proteína	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Envío	Bolsa de hielo