

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 18 Humana Para Citometría De Flujo Intracelular (Fc) - P05783

Número de artículo: CM0011094

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la citoqueratina 18 humana (CK-18, K18). Validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para el estudio de la biología de las células epiteliales, los filamentos intermedios y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Citoqueratina 18 humana
Observaciones/Alias	K18; CK-18; CYK18
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3875
GeneID	3875
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 241-430 de la citoqueratina 18 humana (NP_000215.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05783
Peso proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo