


Conejo Anti-Humano Citoqueratina 19 (Krt19) Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P08727

Número de artículo: CM0009002



Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano Citoqueratina 19 (KRT19) diseñado para aplicaciones de citometría de flujo intracelular. Adecuado para la biología de células epiteliales y la investigación de células madre cancerígenas. - P08727

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano Citoqueratina 19 (KRT19) mAb
Observaciones/Alias	K19; CK19; K1CS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3880
GeneID	3880
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 301-400 de la citoqueratina 19 humana (NP_002267.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08727
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo