


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 19 Humana (Krt19) Para Citometría De Flujo - P08727

Número de artículo: CM0005921



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la citoqueratina 19 humana (KRT19). Validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para biología epitelial, investigación del cáncer y estudios de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Citoqueratina 19 humana (KRT19)
Observaciones/Alias	K19; CK19; K1CS
Especie	Humano
GeneID	3880
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 301-400 de la citoqueratina 19 humana (KRT19) (NP_002267.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08727
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo