


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 8 Humana Para Citometría De Flujo - P05787

Número de artículo: CM0010861



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la citoqueratina 8 humana (K8, CK-8), una proteína de filamento intermedio de queratina de tipo II, validado para citometría de flujo intracelular (FC).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Citoqueratina 8 humana
Observaciones/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Especie	Humano
ID de gen	3856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-483 de la citoqueratina 8 humana (NP_002264.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05787
Peso de la proteína	53kDa/56kDa
Envío	Bolsa de hielo