


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 8 Humana () Para Citometría De Flujo Intracelular - P05787

Número de artículo: CM0010459



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la citoqueratina 8 humana, conjugado con el colorante . Validado para citometría de flujo intracelular (FC); se dirige a KRT8, una proteína clave del filamento intermedio en células epiteliales. Ideal para investigación en biología del citoesqueleto y de células epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Citoqueratina 8 humana
Observaciones/Alias	KRT8; CARD2; CK-8; CK8; CYK8; K2C8; K8; KO; queratina 8
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3856
GeneID	3856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-483 de la citoqueratina 8 humana (NP_002264.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P05787
Peso de la proteína	53kDa/56kDa
Envío	Bolsa de hielo